

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffVParameter: **PHOSPHAX**

Datum:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz:

Verantwortlich:

Gefahrstoffbezeichnung**Produktnummer:**

LCW811 Reinigungslösung 10% Natriumhypochloritlösung Cl aktiv

LCW 823 A 8% Schwefelsäure

LCW 823 Reagenz 100% Natriumperoxodisulfat

LCW823 C 6% Schwefelsäure

Gefahren für Mensch und Umwelt

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.



Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.



Sehr giftig für Wasserorganismen.
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Verhalten im Gefahrfall**

Verschütten: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

Brand: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Erste Hilfe

Hautkontakt: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Augenkontakt: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Einatmen: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Verschlucken: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

**Sachgerechte Entsorgung**

Der Hersteller nimmt die benutzten Reagenzien zur sachgerechten Aufbereitung zurück.