

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV**Produktgruppe:** Amtax sc**Datum:****Arbeitsbereich:****Arbeitsplatz:****Verantwortlich:****Gefahrstoffbezeichnung****Produktnummer:**

LCW 865 Amtax sc Reagenz	10 - 20% Natriumhydroxid
LCW 866 Amtax sc Reagenz	10 - 20% Natriumhydroxid
LCW 867 Amtax sc Reagenz	<40% Citronensäure-Monohydrat
LCW 871 Amtax sc Reagenz	10 - 20% Natriumhydroxid

Gefahren für Mensch und Umwelt

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Verhalten im Gefahrfall**

Verschütten: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).
Brand: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Erste Hilfe

Hautkontakt: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Augenkontakt: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Einatmen: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
Verschlucken: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Sachgerechte Entsorgung

Der Hersteller nimmt die benutzten Reagenzien zur sachgerechten Aufbereitung zurück.

Diese Betriebsanweisung gilt nur für die aufgeführten HACH LANGE Küvetten-Tests. Sie muss gegebenenfalls in Verbindung mit einer vom Arbeitgeber erstellten Gefährdungsanalyse an die Gegebenheiten im Betrieb inhaltlich angepasst werden.